

new feet
MEDICAL FOOTWEAR



Skor för känsliga fötter

www.new-feet.com



Hälfotsstöd
212-22

*Se vår fina kollektion
höst & vinter 2021*



212-22

Hälfotsstöd

Svart kalvskinn m. struktur · Blixtlås
Lästgrupp M · Strl: 36-43



212-22

Hälfotsstöd

Brunt kalvskinn m. struktur · Blixtlås
Lästgrupp M · Strl: 36-43



Visste du att
Alla våra stövlar har
uttagbar innersula !



212-12

Hälfotsstöd

Svart kalvskinn · Orthostretch® · Blixtlås
Lästgrupp M · Strl: 36-43



212-12

Hälfotsstöd

Brun oljeimpregnerad nubuck · Orthostretch® · Blixtlås
Lästgrupp M · Strl: 36-43



192-82

Hälfotsstöd

Svart oljeimpregnerad kalvskinn · Orthostretch® · Blixtlås
Picos® membran · Lästgrupp M · Strl: 36-43



192-82

Hälfotsstöd

Brun oljeimpregnerad kalvskinn · Orthostretch® · Blixtlås
Picos® membran · Lästgrupp M · Strl: 36-43



Hälfotsstöd

212-12



Hållotsstöd
212-20



Hälfotsstöd

192-81



212-20

Hälfotsstöd

Svart kalvskinn · Blixtlås
Picos® membran · Lästgrupp M · Strl: 36-43



192-81

Hälfotsstöd

Cognac eller svart kalvskinn m. struktur · Blixtlås
Picos® membran · Lästgrupp M · Strl: 36-43



192-83

Hälfotsstöd

Sort, cognac eller brunt kalvskinn · Blixtlås
Picos® membran · Lästgrupp M · Strl: 36-43



192-83

Hälfotsstöd

Cognac, svart eller brunt kalvskinn · Blixtlås
Picos® membran · Lästgrupp M · Strl: 36-43



Hålfotsstöd
212-10



172-14 *Hålfotsstöd*
Svart kalvskinn · Blixtlås
Lästgrupp M · Strl: 36-43



192-55 *Hålfotsstöd*
Svart kalvskinn m. struktur · Blixtlås
Picos® membran · Lästgrupp M · Strl: 36-43



192-55 *Hålfotsstöd*
Svart eller cognac kalvskinn · Blixtlås
Picos® membran · Lästgrupp M · Strl: 36-43



212-10 *Hålfotsstöd*
Svart kalvskinn · Blixtlås
Picos® membran · Lästgrupp M · Strl: 36-43



202-20

Terracotta eller svart hydro-mocka · Blixtlås
Picos® membran · Lästgrupp W · Strl: 36-43



202-21

Blått kalvskinn m. struktur · Blixtlås
Lästgrupp W · Strl: 36-43



202-21

Svart kalvskinn · Orthostretch® · Blixtlås
Lästgrupp W · Strl: 36-43



212-31

Svart getskinn m. print · Orthostretch® · Blixtlås
Lästgrupp W · Strl: 36-43



202-25

Svart kalvskinn · 2 Blixtlåse
Lästgrupp W · Strl: 36-43



212-21

Svart eller blått kalvskinn · OrthoStretch® · Blixtlås
Lästgrupp W · Strl: 36-43 · ☞



Hålfotsstöd
212-15



212-15

Hålfotsstöd

Brunt kalvskinn m. struktur eller svart kalvskinn · Blixtlås
Picos® membran · Lästgrupp M · Strl: 36-43



202-32

Hålfotsstöd

Blått eller svart hydro-mocka · Blixtlås
Picos® membran · Lästgrupp M · Strl: 36-43



212-32

Svart hydro-mocka · OrthoStretch® · Blixtlås
Picos®membran · Lästgrupp W · Strl: 36-43



212-32

Brunt hydro-mocka · Blixtlås
Picos®membran · Lästgrupp W · Strl: 36-43



172-21

Svart kalvskinn eller brunt oljeimpregnerad kalvskinn · Blixtlås
Picos®membran · Lästgrupp W · Strl: 36-43

Visste du att

Alla våra skor har en 6 mm
stötdämpande Protektor®
inersula !



172-22

Svart kalvskinn · OrthoStretch · Blixtlås
Picos®membran · Lästgrupp W · Strl: 36-43 · ✂



202-37

Svart kalvskinn · OrthoStretch® · 2 Blixtlås
Lästgrupp M · Strl: 36-43



182-31

Svart kalvskinn · OrthoStretch® · Blixtlås
Picos®membran · Lästgrupp S · Strl: 36-43



212-28

Svart hydro-mocka · OrthoStretch® · Blixtlås
Picos®membran · Lästgrupp M · Strl: 36-43



212-28



212-26



212-26

Svart mocka · OrthoStretch® · Blixtlås
Picos®membran · Lästgrupp M · Strl: 36-43 · ✂

OrthoStretch®

är som en handske till **din** fot

Våra fötter är olika ! Därför ska New Feet-skor kunna anpassas efter dina individuella behov. Skor med stretch är mycket komfortabla, och kan användas av alla som värdesätter komfort.

Stretch har också en viktig funktion för personer med hallux valgus, hammartår, svullna fötter, gikt och diabetes och till användare av bandage eller stödstrumpor. OrthoStretch® är elastiskt i alla riktningar.



Hög komfort

Önskar du skor som inte klämmer – men där du fortfarande har känslan av att skon sitter bra utan att strama – då är OrthoStretch® rätt val.



Hallux valgus

Fötter med hallux valgus är i behov av utrymme. Men samtidigt behöver du också skor som sitter åt på foten.

OrthoStretch® ger flexibilitet kring knölen.



Hammertår

En fot med hammertår behöver gott om utrymme över tårna. OrthoStretch® ger utrymme - utan att skorna behöver designas extra högt.

Diabetes

Personer med diabetes behöver vara extra uppmärksamma på sina fötter.

OrthoStretch® följer fotens rörelser och ger mindre risk för hård hud och trycksador.





212-25

Svart getskinn m. print · OrthoStretch® · Blixtlås
Lästgrupp W · Strl: 36-43



212-17

Hälfotsstöd

Svart kalvskinn m. struktur
Lästgrupp M · Strl: 36-43



212-30

Hälfotsstöd

Svart kalvskinn · OrthoStretch® · Blixtlås
Lästgrupp M · Strl: 36-43



212-25



201-15

Hälfotsstöd

Terracotta mocka · Blixtlås
Lästgrupp M · Strl: 36-43



201-15

Hälfotsstöd

Svart eller oliven hydro-mocka · Blixtlås
Lästgrupp M · Strl: 36-43



212-34
Svart kalvsinn
Lästgrupp S · Strl: 36-43



212-34
Svart kalvsinn m. struktur · OrthoStretch®
Lästgrupp S · Strl: 36-43



101-16
Sort, blått kalvsinn eller bordeaux getsinn · OrthoStretch®
Lästgrupp S · Strl: 36-43 · ☞

Visste du att

Alla våra kardborreband
kan klippas för att passa
just DIN fot !



172-40
Svart kalvsinn eller blå oljeimpregnerad kalvsinn · OrthoStretch®
Lästgrupp S · Strl: 36-43 · ☞



212-11
Svart eller bordeaux getskinn · OrthoStretch®
Lästgrupp S · Strl: 36-43 · ✕



172-08
Svart kalvskinn · OrthoStretch®
Lästgrupp S · Strl: 36-43 · ✕



212-18
Blått kalvskinn m struktur · OrthoStretch® · Blixtlås
Lästgrupp S · Strl: 36-43



212-18
Svart kalvskinn · OrthoStretch® · Blixtlås
Lästgrupp S · Strl: 36-43



212-18
Natur getskinn m. struktur · OrthoStretch® · Blixtlås
Lästgrupp S · Strl: 36-43

*Ta hand om dina fötter...
de ska bära dig hela livet!*





212-33

Svart oljeimpregnerad mocka · OrthoStretch® eller
blått oljeimpregnerad mocka m. membran · Blixtlås
Lästgrupp W · Strl: 36-43



212-24

Svart kalvskinn · OrthoStretch® · Blixtlås
Lästgrupp W · Strl: 36-43



202-16

Svart getskinn m. struktur eller blått getskinn m. struktur
Elastiskt snöre med snabbblås · Lästgrupp W · Strl: 36-43



202-72

Svart kalvskinn · OrthoStretch®
Lästgrupp W · Strl: 36-43 · ↯



202-30

Svart eller blått kalvskinn · OrthoStretch®
Lästgrupp W · Strl: 36-43 · ↯



212-23

Blått eller svart mocka · OrthoStretch® · Blixtlås
Lästgrupp M · Strl: 36-43



212-27

Grön eller blått hydro-mocka · Blixtlås
Lästgrupp M · Strl: 36-43



212-36

Svart nubuck · Elastiskt snöre med snabbblås
Lästgrupp M · Strl: 36-43



202-36

Svartmocka · Elastiskt snöre med snabbblås
Lästgrupp M · Strl: 41-47



201-56

Blå nubuck · Elastiskt snöre med snabbblås
Lästgrupp M · Strl: 41-47



201-56

Grå nubuck · Elastiskt snöre med snabbblås
Lästgrupp M · Strl: 41-47



81-47

Grå nubuck
Lästgrupp W · Strl: 41-49 · ☞



81-47

Svart kalvskinn · OrthoStretch®
Lästgrupp M · Strl: 40-49 · ☞



201-61

Svart kalvskinn · OrthoStretch®
Lästgrupp M · Strl: 41-47 · ✕



201-62

Svart kalvskinn · OrthoStretch®
Lästgrupp M · Strl: 41-47



182-24

Svart kalvskinn · OrthoStretch® eller grå nubuck
Lästgrupp W · Strl: 41-48



192-49

Svart kalvskinn · OrthoStretch®
Lästgrupp W · Strl: 41-47



201-61

Vidste du at
Alla våra skor har ett
stabil hälkappa !





212-13

Vidste du at

Alla våra tofflor har en 6 mm stötdämpande innersula som är uttagbar !



172-51

Sort, gråt, djupröd eller blått filtet ull
Lästgrupp M · Strl: 36-43 · ☞



172-51

Djupröd, sort, gråt, eller blått filtet ull
Lästgrupp M · Strl: 36-43 · ☞



212-14

Blått eller gråt filtet ull
Lästgrupp W · Strl: 36-43 · ☞



212-13

Blått filtet ull
Lästgrupp W · Strl: 36-43 · ☞



212-14



152-85

Gråt, djupröd eller svartfillet ull
Lästgrupp S · Strl: 36-43 · ☞



152-85

Sort, djupröd eller gråt fillet ull
Lästgrupp S · Strl: 36-43 · ☞



162-76

Djupröd, sort, gråt eller blått fillet ull
Lästgrupp S · Strl: 36-43 · ☞



162-76

Blått, sort, gråt eller djupröd fillet ull
Lästgrupp S · Strl: 36-43 · ☞



192-73



192-97

Gråt fillet ull
Lästgrupp M · Strl: 36-47 · ☒



192-73

Gråt eller svartfillet ull
Lästgrupp W · Strl: 36-47



202-68

Hälfotsstöd
Svart eller bronze mikrofiber
Lästgrupp M · Strl: 36-43 · ☒



192-74

Svart eller gråt fillet ull
Lästgrupp W · Strl: 36-47



201-49

Hälfotsstöd
Svartmikrofiber
Lästgrupp M · Strl: 41-48 · ☒



192-75

Natur, svart eller gråt fillet ull
Lästgrupp W · Strl: 36-43



152-56



162-79
Svart kalvskinn
Lästgrupp M · Strl: 41-47 · ☒



152-56
Gråt filtet ull
Lästgrupp M · Strl: 41-47 · ☒



152-26
Gråt filtet ull
Lästgrupp M · Strl: 41-47 · ☒



152-26
Svart filtet ull
Lästgrupp M · Strl: 41-47 · ☒

Fötter är olika...

... därför är New Feet skor inte som andra märken

New Feet bygger sina skor utifrån ortopedisk tradition:

KOMFORT och **SKYDD** av rörelseapparaten är vårt primära mål med skorna. Vi har två kollektioner:

- **behandlingskollektionen**, som riktar sig främst till sjukhus och annan vårdpersonal, och
- **konsumentkollektionen** (i denna broschyr), som erbjuds människor som ställer krav på komfort, är i behov av utrymme för inlägg eller är diabetiker eller reumatiker

Våra skor karakteriseras av:

- Bred framfot, hög stabilitet och bra hälgrepp
- Mjukt polstrat skinn och noga utvalda fodermaterial
- Foder som andas och är friktionsdämpande
- Inga störande sömmar inuti skon

Strobel "handske"-konstruktion



New Feet har designat sina egna stabila yttersulor med specialutvecklad integrerad gelänk

Strobel-konstruktion

Det är en teknisk lösning där vi syr ihop ovandel och mellansula som en handske innan den monterar på yttersulan.

Strobel-konstruktionen ger oss möjlighet att integrera en gelänk. Det ger hälstabilitet och flexibilitet i framfoten.

Resultatet är hög KOMFORT

Hela New Feets designkoncept går ut på att skorna ska fungera för personer med diabetes, reumatism eller känsliga fötter. Resultatet är ytterst bekväma skor, som kan användas av alla.

Vi är noga med att undvika kemiska produkter i vår produktion. På fabriken i Portugal har man fokus på att följa EUs regler när det gäller arbetsmiljö och användning av hälsofarliga ämnen. Alla våra komponenter lever upp till EUs krav. När vi använder textilier mm. fokuserar vi på att de är hållbart certifierad.

Vi har fokus på diabetes och reumatism

Men om du har en åkomma som ställer krav på dina skor, är det givetvis viktigt att lyssna på råd från läkare och vårdpersonal. Egna experiment kan få konsekvenser för din åkomma.

Vi och våra återförsäljare ger gärna råd, men det är din vårdgivare som har tillgång till din journal, och därför är vårdpersonalens råd viktiga.

Individuell anpassning

så det passar til din fot

Fötter är olika – därför är enkel anpassning en viktig egenskap hos New Feets skor. Det är mycket viktigt att hälen omsluts väl av skorna.

New Feet har extra stora och stabila **hälkappor** som är tillverkade i ett termoplastiskt material som gör det möjligt för behandlare att justera hälkappan individuellt.

Kardborrebanden är extra långa och uppdelade i fält som gör det enkelt att anpassa längden. Därför kan New Feets skor användas av personer med svullna fötter, bandage, inlägg etc – och detta även när det endast är ena foten som är dålig. Titta efter \mathcal{K} symbolen.

Vi använder ständigt **blixtlås** i fler och fler modeller. I kombination med kardborreband eller skosnören säkerställer vi en bra passform och samtidigt ett enkelt sätt att ta på sig skon.

Lästen skall passa foten

New Feet använder sig av flera olika lästmodeller för att få en allsidig passform, och använder yttersulor med olika egenskaper.

Våra läster är breda jämfört med normala skor, så en smal läst i lästgrupp S (Slim) är bred i förhållande till en modeläst. Även om lästgrupperna överlappar varandra, så kan de ge en fingervisning om vilka skor som passar just din fot. Observera att skor med OrthoStretch® ger mer utrymme för fötterna.

Behandlaren kan hitta mer information om de olika lästerna på vår hemsida.

S

Lästgrupp S - SLIM

Lästerna i denna grupp är de smalaste i New Feet-sortimentet, men känns breda i förhållande till modeskor. Det finns olika läster inom S-kategorin, och de har olika nummer.

M

Lästgrupp M - MEDIUM

Lästerna i denna grupp ligger i mittfilen i New Feets sortiment. Det finns olika läster inom M-kategorin, och de har olika nummer.

W

Lästgrupp W - WIDE

Lästerna i denna grupp är de bredaste i vårt sortiment. Det finns olika läster inom W-kategorin, och de har olika nummer.

Skydda dina fötter

SKYDDA din hud på fötterna.

New Feet har utvecklat en speciell teknik för att undvika invändiga sömmar i skon. Det gör vi primärt därför att vi har fokus på diabetiker och vill undvika friktions- och tryckskador på fötterna.

För personer utan diabetes bidrar konstruktionen till högre komfort.

Det är stor skillnad på skor inuti:

New Feet använder **OnSteam®** som fodermaterial i de flesta modellerna. Materialet har mycket goda egenskaper när det gäller fukttransport - sex gånger högre än för skinn - och absorberar fukt blixtnabbt. Materialet ser ut som och känns som skinn, och skon känns torr. En extra bonus för diabetiker är att OnSteam® inte blir hårt eller krakelärar med tiden så som skinn kan göra. Materialet är kromfritt och tillverkas utan att påverka CO₂ balansen. OnSteam® är hållbart certifierad.

Picos® är vårt varma foder. Materialet är hållbart certifierat och är hudvänligt och lämpligt för den som lider av diabetes. Materialet är samtidigt värmeisolerande och fukttransporterande. Picos® kombineras med vattenavvisande membran - så skorna är ännu bättre lämpade för vinterväder.

New Feet Inläggssula



Fötterna är kroppens fundament

Precis som för ett hus så är fundamentet viktigt. Det utgör grunden för att den övriga konstruktionen.

Den första väsentliga orsaken till ont i rygg, ländrygg, höft och knän är påverkningar från ett hårt underlag.

En annan väsentlig anledning till smärtor är att fotpositionen inte är optimal. Om du går skevt sprider det sig till hela kroppen – från smärtor i ländryggen till huvudvärk.

Protektor® - stötdämpande inläggssulor

I alla New Feet-skor placeras vi en uttagbar inläggssula som effektivt absorberar stöt från hårda underlag. Vi kallar den för Protektor® eftersom den skyddar din kropp.

Korrektor® - korrigerande inläggssulor

New Feet tillverkar inläggssulor som rätar upp din felställning. De kan med fördel användas i New Feet skor som har ett stort utrymme eller placeras i dina nuvarande skor.



Protektor®

Den viktigaste stötdämpningen sitter **inuti skon** där en 6 mm Protektor® sula skyddar din fot mot belastningsskador.



New Feet använder **PROTEKTOR®** teknologin för stötdämpning.

Materialet vi använder för stötdämpning är original PPT® som vi har exklusiv rätt att använda i skor. **PPT®** har i många år varit det mest efterfrågade materialet för stötdämpning i den ortopediska världen. Materialet har de bästa specifikationerna på elasticitet, levnadstid och renhet – och har tillsammans med OnSteam® syningen helt suveräna egenskaper när det kommer till fukttransport.

Den viktigaste delen av stötdämpningen placeras vi **inuti skon** – så nära foten som möjligt. Vi använder en 6 mm Protektor® inläggssula i nästan alla skor. Protektor® inläggssulor säljs även separat i 6 och 3 mm. Yttersulan spelar också roll i stötdämpningen men de kan inte bidra tillräckligt mycket i sig själv då den också måste fungera som stabil grund.

Korrektor®

Om din fotled vinklar åt ena hållet
- då pratar vi om felställning


Fundamentet för en hälsosammare kropp är att vi rör oss korrekt med fötterna.

Om fotleden roterar inåt måste kroppen använda energi på att kompensera för att du går snett. Detta ger ofta smärtor i fötter, knän, höft, rygg och ländrygg.

På illustrationen ser du hur ett inlägg rätar upp fotvalvet och därmed foten. Till höger ser du hur inlägget rätar upp foten och därmed avlastar framfoten.

Om man inte behandlar felet med låg eller inget fotvalv (även kallad plattfot) vill man med tiden utveckla följande komplikationer:

- Knölar
- hammartå
- smärtor i framfoten
- hälsmärter
- dålig gång
- smärtor i höft och ländrygg.



Utan
korrigering

Med
korrigering

New Feet sulaprogram:

Protektor®

Basic

200-0 Protektor® Basic 6 mm
Protektor® finns som en 6 mm platt sula med oöverträfflig stödbabsorbering. Detta är sulan du hittar i nästan alla New Feets skor.

200-3 Protektor® Basic 3 mm
Till skor med begränsat utrymme.

Korrektor®

Korrektor® fås i flera varianter – beroende på omfattning av din fots felställning finns det en Korrektor® för dig.

Soft

200-1 Korrektor® Soft
200-2 Korrektor® Soft ¾

Soft varianten är byggd som en sandwich av ett korrigerande inlägg med 3 mm PPT® stötdämpande material överst. Det känns mjukt och bekvämt och lyfter inte lika mycket som de andra inläggen. De finns som en hel sula eller som ¾ sula.

Medium • 200-21 Korrektor®

Medium ¾
Medium varianten är byggd av ett material i medium fasthet. Finns som ¾ sula.

High • 200-22 Korrektor®

High ¾
High varianten är byggd av ett mer fast och stabilt material. Finns som ¾ sula.

Slim • 200-32 Korrektor®

Slim ¾
Slim varianten är en tunnare variant av High. Fås som en ¾ sula och kan med fördel användas till smala eller öppna skor.





Det danska företaget New Feet har i nära samarbete med nordisk vårdpersonal och europeiska designers tagit fram olika skor med smarta lösningar för behandling och vård av känsliga-, diabetes- och reumatikerfötter.

Vi såg dagens ljus 2004 i samband med ett projekt tillsammans med Bispebjerg hospitals avdelning för sårhäkning. Vi fick fram en liten kollektion med skor och sandaler för sårpatienter. Denna första proffskollektion har varit basen för efterföljande innovationer där fokus har legat på omsorg och välmående för fötterna.

Våra skor används av människor med attityd till vart skorna tillverkas och med en önskan om hög komfort. Dessutom med önskan att förebygga diabetiska komplikationer, motverka smärta vid gikt och ta bort obehag från Hallux valgus och hammartår. New Feet-skor kännetecknas av att de kan anpassas till den enskilda användarens behov. Därför finns det också utrymme för individuella inlägg.

New Feet är måna om vår gemensamma miljö.

Vi använder enbart hållbara och certifierade textilier.

Alla komponenter i skorna är framställda enligt EU:s standarder och miljökrav



www.new-feet.com

FÖLJ OSS PÅ

